

Easy-to-Use Solutions  
Basic コース

## パルスフィールドゲル電気泳動のイロハ

パルスフィールドゲル電気泳動(Pulsed Field Gel Electrophoresis; PFGE)は、通常のアガロース電気泳動では分離が不可能な巨大なDNA断片を分離できる手法であり、細菌の型別分類などに利用されています。本トレーニングコースでは、それらの3つのシステムのユーザーの方を対象に、PFGEの原理やCHEFシリーズの使用法、トラブルシューティングなどの基礎的な講義と実習を実施いたします。

- \* 原理および操作説明が中心ですので、実際に電気泳動は行いません。
- \* 本コースは、お客様先にて行う訪問トレーニングです。
- \* 対象機種: CHEF Mapper、CHEF-DR III、CHEF-DR II(2モジュールタイプ)

### トレーニング内容

時間: 13:00 ~ 15:00

- ・PFGEの原理解説
- ・CHEFシステムの構成説明
- ・サンプルプラグ調製およびゲル作製
- ・泳動条件の設定方法
- ・泳動における注意点
- ・トラブルシューティング



### 参加費

- 20,000円(4名様まで) \* 消費税は別途加算いたします。
- \* 5名以上の場合は、1名様につき5,000円が加算されます。
  - ・別途、出張費が加算されます。
  - ・弊社代理店経由でのお支払いになります。お申し込み欄に代理店名の記入をお願いします。

### 申し込み方法

Webからのお申し込みになります。検索、もしくはURLを入力していただき  
“Bio-Rad Easy-to-Use Solutions”のサイト内をご覧ください。

Bio-Rad ETUS

検索

<http://pdbu-support.bio-rad.co.jp/ETUS.html>

開催場所 : お客様先

お問合せ先 Tel: 03-6404-0331 トレーニングコース事務局