

2019年6月

**お客様各位**

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社  
ライフサイエンス  
TEL: 03-6361-7001, FAX: 03-5463-8480

**「遺伝子組換え生物等の使用等の規則による生物の多様性の確保に関する法律」  
(カルタヘナ法)対象製品および使用上の注意に関するお知らせ**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、掲題の遺伝子組換え生物等の使用等の規則による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)に、Bio-Plex 関連製品の一部が該当しております。該当製品情報、及び使用上のご注意を下記記載の別添資料にてご案内申し上げます。ご確認の上、適切にご使用いただきますようお願い申し上げます。

なお、製品がお手元に届いた後、冷蔵庫等に保管される際には上記法律および関係省令に従い、冷蔵庫等の見える場所に組換え体を保管している旨を明示していただきますよう、お願い致します。(当該キットの外箱に「遺伝子組換え生物等使用製品」の表記をしたシールが添付されております)。

引き続きバイオ・ラッド製品をご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

別添-1

・Bio-Plex 関連試薬における遺伝子組換え生物等の該当製品 一覧

別添-2

・カルタヘナ法対象製品(遺伝子組換え生物含有製品)ご使用上の注意

以上

## Bio-Plex 関連試薬における遺伝子組換え生物等の該当製品 一覧

動物種	キットタイプ	カタログ番号	品名	補足	
ヒト	サイトカイン /ケモカイン /成長因子 関連キット	プレミックス パネル	M50000007A	Bio-Plex Pro ヒト サイトカイン GI 8-Plex A パネル	ロット番号 64254515 以降は非該当
			M5000005L3	Bio-Plex Pro ヒト サイトカイン GI Th1/Th2 パネル	ロット番号 64250607 以降は非該当
			M5000031YV	Bio-Plex Pro ヒト サイトカイン GI 17-Plex パネル	ロット番号 64265628 以降は非該当
			M500KCAF0Y	Bio-Plex Pro ヒト サイトカイン GI 27-Plex パネル	ロット番号 64268248 以降は非該当
			MF0005KMII	Bio-Plex Pro ヒト サイトカイン GII 21-Plex パネル	販売終了品
			171A1001P	Bio-Plex Precision Pro ヒト サイトカイン 10-Plex パネル	販売終了品
			171AA001M	Bio-Plex Pro ヒト Th17 サイトカイン 15-Plex パネル	
	カスタム パネル	-	Bio-Plex Pro ヒトサイトカイン Th17 x-Plex		
		-	Bio-Plex Pro ヒトサイトカイン Th17 Express		
	スタンダ ード	171DA0001	Bio-Plex Pro ヒト Th17 スタンダード(1本)		
	Inflammation 関連キット	プレミッ クスパ ネル	171AL001M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 37-plex パネル	
			171AL002M	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 24-plex パネル	
			171AL003M	Bio-Plex Pro ヒト Treg 12-plex パネル	
		カスタム パネル	-	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation1 x-Plex	
			-	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation1 Express	
		スタンダ ード	171DL0001	Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 スタンダード(1本)	
	171DL0050		Bio-Plex Pro ヒト Inflammation 1 スタンダード(50本)		
	Apoptosis 関連キット	プレミッ クスパ ネル	171WAR1CK	Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 1 4-Plex パネル	
			171WAR2CK	Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 2 5-Plex パネル	
			171WAR3CK	Bio-Plex Pro RBM Apoptosis 3 4-Plex パネル	
	マウス	サイトカイン /ケモカイン /成長因子 関連キット	プレミッ クスパ ネル	M60000007A	Bio-Plex Pro マウス サイトカイン GI 8-Plex A パネル
L6000004C6				Bio-Plex Pro マウス サイトカイン GI Th1 パネル	
L600000UKVT				Bio-Plex Pro マウス サイトカイン GI Th2 パネル	
M6000003J7				Bio-Plex Pro マウス サイトカイン GI Th1/Th2 パネル	
M60009RDPD				Bio-Plex Pro マウス サイトカイン GI 23-Plex パネル	
M6000007NY				Bio-Plex Pro マウス サイトカイン GI Th17 6-Plex A パネル	
12002231				Bio-Plex Pro マウス ケモカイン 33-Plex パネル	
12009159				Bio-Plex Pro マウス ケモカイン 31-Plex パネル	
カスタム パネル		-	Bio-Plex Pro マウスサイトカイン GI x-Plex		
		-	Bio-Plex Pro マウスサイトカイン GI Express		
		-	Bio-Plex Pro マウスケモカイン x-Plex		
		-	Bio-Plex Pro マウスケモカイン Express		
スタンダ ード		171I50001	マウス サイトカイン Group I スタンダード(1本)		
		171I10501	マウス サイトカイン Group I スタンダード (50本)		
		12002796	Bio-Plex Pro マウス ケモカイン スタンダード(1本)		
サイトカイン /ケモカイン /成長因子 関連キット	プレミッ クスパ ネル	171K1001M	Bio-Plex Pro ラット サイトカイン 24-Plex パネル		
		12005641	Bio-Plex Pro ラット サイトカイン 23-Plex パネル		
		171K1002M	Bio-Plex Pro ラット サイトカイン Th1/Th2 パネル		
	カスタム パネル	-	Bio-Plex Pro ラットサイトカイン x-Plex		
		-	Bio-Plex Pro ラットサイトカイン Express		
	スタンダ ード	171NZ0001	Bio-Plex Pro ラット スタンダード (1本)		
		171NZ0501	Bio-Plex Pro ラット スタンダード (50本)		
Diabetes 関連キット	カスタム パネル	-	Bio-Plex Pro ラット Diabetes Express		

### カルタヘナ法対象製品(遺伝子組換え生物含有製品)ご使用上の注意

「遺伝子組換え生物等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称カルタヘナ法)」に示されるところの「遺伝子組換え生物等」に該当する製品もしくは、それを含む製品は同法に基づく第二種使用に従い拡散防止措置をとった上、ご使用下さい。

1. ご使用の際は「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」(平成16年文部科学省・環境省令第1号)に従った上、ご所属の規則に則して適切にお取り扱いください。
2. 遺伝子組換え生物の宿主、導入遺伝子及び製法  
宿主／ベクター： 昆虫細胞／バキュロウィルス  
導入遺伝子： 製品固有のタンパク質をコードする遺伝子  
製法： 上記遺伝子導入ベクターを昆虫細胞に感染・発現後、細胞を破碎し精製
3. 廃棄  
実験の際に出た廃液は直接下水に流さず、高圧蒸気滅菌もしくは 1% 次亜塩素酸ナトリウムで処理してください。
4. お問い合わせ先  
バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社  
ライフサイエンス事業部  
志和 美重子  
Tel 03-6361-7001、Fax 03-5463-8480